

Медицинский лабораторный морозильник «BLF 100» (“EVERmed”, Италия)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--|---|
| Температурный диапазон, °С | от -15 °С до -32 °С с промежуточными ступенями фиксации при -18 °С, -21 °С и -25 °С |
| Хладагент | без CFC и HCFC |
| Кол-во температурных датчиков | 1 |
| Тип заморозки | Статический |
| Размораживание | Ручное |
| Внутренняя дистрибуция воздуха | Да |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во ящиков | 3 |
| Ножки: регулируемые по высоте для выравнивания | 4 |
| Термостат безопасности | Да |
| Напряжение, В | 220-230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип вилки | Schuko |
| Объём брутто, л | 105 |
| Объём нетто, л | 100 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 62 |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Вес брутто, кг | 60 |
| Упаковочные размеры (ШхГхВ), см | 65 x 70 x 105 (0,48 m ³) |



ОСОБЕННОСТИ

- Панель управления состоит из светодиодов и переключателей контроля температуры, индикации аварийной температуры и переключателя супер замораживания.
- Светодиоды и переключатели контроля температуры: прибор снабжен серией светодиодов с подсветкой со списком предварительно запрограммированных температур, чтобы упростить настройку температуры с помощью специального переключателя.
- Индикация тревоги при высокой температуре: прибор снабжен визуальной индикацией тревоги при высокой температуре. Визуальная сигнализация подается через предупреждающий значок на дисплее, который появляется, если температура морозильной камеры поднимается слишком сильно, и автоматически отключается, если температура возвращается в пределы безопасного уровня. Предел тревоги фиксированный, не регулируемый
- Переключатель супер замораживания: активация функции супер замораживания позволяет заморозить новый материал в кратчайшие сроки, до 22 кг в течение 24 часов.

ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | <p>Замок безопасности с ключами</p> |  | <p>Температурный самописец</p> |
|  | <p>Упаковка – деревянный каркас</p> | | |